



HC-140B



HC-303



HC-134F



ET-9040-1A



SH-ZF21



ET-9040-2A



ET-9127



M101-01



M92-04



M92-101



M101-04



M101-05

| Код модели для заказа | Наименование | Описание |
|-----------------------|--|---|
| HC-140B | Табурет лабораторный на колёсиках | Газлифт, каркас хром. Материал сиденья: иск. кожа. Цвет: черный или слоновая кость. Высота сиденья 460...610 мм Диаметр сиденья 310 мм |
| HC-134F | Табурет лабораторный стационарный | Сиденье : пластмасса белая Высота сиденья 390...530 мм |
| HC-303 | Кресло лабораторное на колёсиках | Газлифт, каркас хром. Материал сиденья и спинки: иск. кожа. Цвет: черный или слоновая кость. Высота сиденья 460...610 мм Диаметр сиденья 310 мм |
| ET-9127 | Кресло офисное на колёсиках | Газлифт, каркас хром. Материал сиденья: иск. кожа. Цвет: черный или слоновая кость. Высота сиденья 460...620 мм Размер сиденья 450x440 мм |
| ET-9040-1A | Табурет лабораторный на колёсиках или стационарный | Газлифт, каркас хром. Материал сиденья: иск. кожа. Цвет: черный или слоновая кость. Высота сиденья 510...660 мм Диаметр сиденья 330 мм |
| ET-9040-2A | Кресло лабораторное на колёсиках или стационарное | Газлифт, каркас хром. Материал сиденья и спинки: иск. кожа. Цвет: черный или слоновая кость. Высота сиденья 510...660 мм Диаметр сиденья 330 мм |
| SH-ZF21 | Табурет винтовой стационарный | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Высота сиденья 500...660 мм Диаметр сиденья 300 мм |

| Код модели для заказа | Наименование | Описание |
|-----------------------|--|--|
| M92-04 | Табурет винтовой стационарный | Сиденье иск. кожа: 7 цветов Высота сиденья 530...670 мм Диаметр сиденья 370 мм |
| M92-101 | Табурет винтовой на колесиках | Сиденье иск. кожа: 7 цветов Высота сиденья 430...570 мм Диаметр сиденья 370 мм |
| M101-01 | Кресло лабораторное с подлокотниками на колёсиках | Сиденье иск. кожа: чёрная или фисташка Высота сиденья 400...500 мм |
| M101 | Кресло лабораторное без подлокотников на колёсиках | Сиденье иск. кожа: чёрная Высота сиденья 400...500 мм |
| M101ФОСП | Винтовой стул-кресло стационарный | Сиденье иск. кожа: чёрная Высота сиденья 400...500 мм |
| M101-04 | Стул-кресло винтовой стационарный | Сиденье иск. кожа: 7 цветов Высота сиденья 530...670 мм Диаметр сиденья 370 мм |
| M101-05 | Стул лабораторный винтовой на роликах | Сиденье иск. кожа: 7 цветов Высота сиденья 470...570 мм Диаметр сиденья 370 мм |