



**HC-140B**



**HC-303**



**HC-134F**



**ET-9040-1A**



**SH-ZF21**



**ET-9040-2A**



**ET-9127**



**M101-01**



**M92-04**



**M92-101**



**M101-04**



**M101-05**

Код модели для заказа	Наименование	Описание
<b>HC-140B</b>	Табурет лабораторный на колёсиках	Газлифт, каркас хром. Материал сиденья: иск. кожа. Цвет: черный или слоновая кость. Высота сиденья 460...610 мм Диаметр сиденья 310 мм
<b>HC-134F</b>	Табурет лабораторный стационарный	Сиденье : пластмасса белая Высота сиденья 390...530 мм
<b>HC-303</b>	Кресло лабораторное на колёсиках	Газлифт, каркас хром. Материал сиденья и спинки: иск. кожа. Цвет: черный или слоновая кость. Высота сиденья 460...610 мм Диаметр сиденья 310 мм
<b>ET-9127</b>	Кресло офисное на колёсиках	Газлифт, каркас хром. Материал сиденья: иск. кожа. Цвет: черный или слоновая кость. Высота сиденья 460...620 мм Размер сиденья 450x440 мм
<b>ET-9040-1A</b>	Табурет лабораторный на колёсиках или стационарный	Газлифт, каркас хром. Материал сиденья: иск. кожа. Цвет: черный или слоновая кость. Высота сиденья 510...660 мм Диаметр сиденья 330 мм
<b>ET-9040-2A</b>	Кресло лабораторное на колёсиках или стационарное	Газлифт, каркас хром. Материал сиденья и спинки: иск. кожа. Цвет: черный или слоновая кость. Высота сиденья 510...660 мм Диаметр сиденья 330 мм
<b>SH-ZF21</b>	Табурет винтовой стационарный	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Высота сиденья 500...660 мм Диаметр сиденья 300 мм

Код модели для заказа	Наименование	Описание
<b>M92-04</b>	Табурет винтовой стационарный	Сиденье иск. кожа: 7 цветов Высота сиденья 530...670 мм Диаметр сиденья 370 мм
<b>M92-101</b>	Табурет винтовой на колесиках	Сиденье иск. кожа: 7 цветов Высота сиденья 430...570 мм Диаметр сиденья 370 мм
<b>M101-01</b>	Кресло лабораторное с подлокотниками на колёсиках	Сиденье иск. кожа: чёрная или фисташка Высота сиденья 400...500 мм
<b>M101</b>	Кресло лабораторное без подлокотников на колёсиках	Сиденье иск. кожа: чёрная Высота сиденья 400...500 мм
<b>M101ФОСП</b>	Винтовой стул-кресло стационарный	Сиденье иск. кожа: чёрная Высота сиденья 400...500 мм
<b>M101-04</b>	Стул-кресло винтовой стационарный	Сиденье иск. кожа: 7 цветов Высота сиденья 530...670 мм Диаметр сиденья 370 мм
<b>M101-05</b>	Стул лабораторный винтовой на роликах	Сиденье иск. кожа: 7 цветов Высота сиденья 470...570 мм Диаметр сиденья 370 мм