

НОВЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ЭКРАН

- Стекло ТРИПЛЕКС
- Увеличенное остекление
- Без вылета за габариты шкафа
- Лёгкий подъём и опускание
- Фиксация на любой высоте

АРМАТУРА ВОДЯНАЯ И ГАЗОВАЯ

- Сливные раковины и полноразмерные мойки
- Газовая и водяные выпуски и вентили управления

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- КЕРАМОГРАНИТ
- Монолитная КЕРАМИКА
- Монолитный пластик СЛОПЛАСТ
- Монолитный пластик ТРЕСПА
- Композит ДЮРКОН
- Керамика ФРИДУРИТ

ЭЛЕКТРО АРМАТУРА

- Электророзетки с защитной крышкой
- Светильник с выключателем
- Автомат защиты сети

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

- Съёмные элементы для быстрого монтажа и обслуживания
- Трёхуровневая система разделения воздушных потоков
- Новая эффективная система противовесов экрана

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

- Покрытие порошковой эпоксиполиэфирной краской:
- **АКЦЕНТ** - двухцветное акцентированное исполнение RAL 7035 + RAL 7045
 - **СТАНДАРТ** - моноцветное исполнение RAL 7035

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Высота рабочей поверхности:
- 900 мм
- Габаритная ширина шкафа :
- 1000 • 1200 • 1500 • 1800 мм
- Габаритная высота шкафа :
- 2200 мм
- Габаритная глубина шкафа :
- 820 мм

НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТУМБЫ

Тумба МЕТАЛЛ (стандартно)



- Большой полезный объём
- Распашные двери и съёмные полки
- Вентилируемое исполнение

Тумба ПОЛИПРОПИЛЕН (стандартно)



- Большой полезный объём
- Раздвижные двери и съёмные полки
- Вентилируемое исполнение

Тумба DÜPERTHAL (опционально)



- Для хранения ЛВЖ по EN 14470-1
- Распашные двери
- Вентилируемое исполнение

НАЧАЛО ПРОДАЖ
2014
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ

100
Lab
WWW.100LAB.RU

СПЕЦЛАБМЕБЕЛЬ
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ