

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОК СТОЙКИ

- Стекло ТРИПЛЕКС
- Двухуровневая конструкция
- Бортик на обеих полках

АРМАТУРА ВОДЯНАЯ и ГАЗОВАЯ

- Лабораторные краны для газов
- Лабораторные краны для воды
- Сливные раковины (монтируются на рабочей поверхности стола)

ЭЛЕКТРО АРМАТУРА

- По две электророзетки с защитными крышками с обеих рабочих сторон стойки
- Возможна установка дополнительных розеток



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Покрытие порошковой эпоксиполиэфирной краской:

- **АКЦЕНТ** - двухцветное акцентированное исполнение RAL 7035 + RAL 7045
- **СТАНДАРТ** - моноцветное исполнение RAL 7035

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Для столов шириной ● 1200 ● 1500 ● 1800 мм

Для столов высотой ● 750 ● 900 мм

Габаритная глубина полок ● 230 мм



НАЧАЛО ПРОДАЖ
2014
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ

100
Lab
WWW.100LAB.RU


СПЕЦЛАБМЕБЕЛЬ
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ