



Столы-мойки на основе одно- или двухстворчатых металлических тумб.

**Варианты исполнения:**

**Пристенные** - на основе одностворчатой тумбы.

**Островные** - на основе 2-х одностворчатых тумб.

**Универсальные** - на основе двухстворчатой тумбы.

**Высота рабочей поверхности 900 мм.**

**Варианты оснащения:**

**Рабочая поверхность:**

- 1) пластик LabGrade,
- 2) керамогранит,
- 3) монолитный пластик Слопласт,
- 4) монолитный пластик Треспа,
- 5) композит DURCON.

**Раковина (1 или 2 шт):**

**С гофрошлангом и сифоном или со сливом.**

- 1) из нержавеющей стали (НС),
- 2) из композита DURCON (Д),
- 3) из полипропилена (ПП).

**Смеситель (1 или 2 шт)**

**Горячая/холодная вода, с гибкими подводками.**

**Сушильная панель (1 или 2 шт):**

**С 18-ю или 27-ю держателями лабораторной посуды из УПС.**

**Монтируется на рабочую поверхность.**

**Тумба (1 или 2 шт):**

- с дверью (левой или правой),
- на регулируемых по высоте опорах.

**Полка (для столов-моек универсальных):**

- металлическая двухярусная полка,

-монтируется на рабочую поверхность.



□ Список моделей

Код	Рабочая Размеры, Тумба
модели	
поверхность	
ШхГхВ,мм	
Раковина:	Сушилка
глубина	материал
Стол-мойки пристенные	

<b>ММЛ-01 бс</b>		LabGrade		
600x600x900	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
-				
<b>ММЛ-01</b>		LabGrade		
614x800x900 (1700)	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
1				
<b>ММЛ-01-К</b>		Керамика		
620x800x900 (1700)	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
1				
<b>ММЛ-01-С бс</b>		Слопласт		
600x800x900	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
-				
<b>ММЛ-01-С</b>		Слопласт		
614x800x900 (1700)	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
1				
<b>ММЛ-01-Т бс</b>		TRESPA		
600x800x900	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
-				
<b>ММЛ-01-Т</b>		TRESPA		
614x800x900 (1700)	1			
150 мм / 1 шт	нерж.сталь			
1				
<b>ММЛ-01Д</b>		DURCON	614x800x900 (1700)	1
280 мм / 1 шт	DURCON			
1				
<b>ММЛ-01-03</b>		LabGrade	614x800x1700	1
300 мм / 1 шт	полипропилен			
1				
<b>ММЛ-01-03Т</b>		TRESPA	614x800x1700	1
300 мм / 1 шт	полипропилен	1		
<b>Столы-мойки островные</b>				
<b>ММЛ-18</b>		LabGrade		
645x1350x1700	2			
150 мм / 2 шт	нерж.сталь			
2				
<b>ММЛ-18Д</b>		DURCON	614x1350x1700	2
280 мм / 2 шт	DURCON			
2				

<b>ММЛ-18Т</b>	TRESPA	614x1350x1700	2
150 мм / 2 шт	нерж.сталь		
2			
<b>ММЛ-18-03</b>	LabGrade	645x1350x1700	2
300 мм / 2 шт	полипропилен	2	
<b>Столы-мойки универсальные</b>			
<b>ММЛ-21</b>	LabGrade		
1350x800x1500	2		
150 мм / 2 шт	нерж.сталь		
1			
<b>ММЛ-21Д</b>	DURCON	1350x800x1500	2
280 мм / 2 шт	DURCON		
1			
<b>ММЛ-21Т</b>	TRESPA	1350x800x1500	2
150 мм / 2 шт	нерж.сталь		
1			
<b>ММЛ-21-03</b>	LabGrade	1350x800x1500	2
300 мм / 2 шт	полипропилен	1	
<b>ММЛ-21-03Т</b>	TRESPA	1350x800x1500	2
300 мм / 2 шт	полипропилен	1	