



Стандартное исполнение:

Исполнение

Тумбы корпусного типа из ЛДСП или металла с распашными дверками или выдвигаемыми ящиками

Подвесные тумбы - для монтажа под столешницу лабораторных столов.

Мобильные тумбы - на колесных опорах.

Типоразмеры

Для столов лабораторных высотой 750 и 900 мм.

Стандартное оснащение:

Тумба

• двери и ящики оснащены металлическими ручками;

• ящики установлены на роликовые направляющие;

• тумбы с дверью имеют внутреннюю полку;

• мобильные тумбы установлены на колёсные опоры;

• подвесные тумбы монтируются на каркас стола под рабочей поверхностью.

Тумбы подвесные и мобильные являются дополнительным оснащением к лабораторным столам системы [NordLine](#) и **заказываются отдельно**.



[Посмотреть фото лабораторных столов NordLine](#)

Тумбы

1-секционные подвесные

для столов

высотой

750

мм



Вид со стороны

мм



1-секционные

мобильные

Тумбы



3-секционная

мм



2-секционная

мм Тумбы



Вид с торца

мм



мм

2-секционные тумбы

1000



для 2-х столов

1500 мм



для 3-х столов

1900 мм

подвесные



для сиденья 9-секционная подвесные 1900 мм



Тумбы подвесные и мобильные

| | | | | | |
|--------------|--------|--------------------|--|--------------|-----------------------|
| Кол-во | | Габаритные размеры | | Комплектация | Код модели для заказа |
| секций | мм | Для столов | | | |
| шириной | | высотой | | ЛДСП | |
| цвет | Металл | | | | |
| светло-серый | | | | | |
| цвет | | | | | |
| RAL 7035 | | | | | |
| светло-серый | | | | | |
| Подвесные | | | | | |

| | | | |
|---|-------------|-----|----|
| 1 | 532x470x460 | 600 | мм |
|---|-------------|-----|----|

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| дверка правая | NL-40-20-00 | NL-40-20-10 | |
| 3 ящика | NL-40-30-00 | NL-40-30-10 | |
| 532x470x610 | 900 мм | дверка левая | NL-41-10-00 |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| дверка правая | NL-41-20-00 | NL-41-20-10 |
|---------------|--------------------|--------------------|

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| 4 ящика | NL-41-40-00 | NL-41-40-10 |
|---------|--------------------|--------------------|

| | | | |
|---|-------------|-----|----|
| 2 | 832x470x460 | 900 | мм |
|---|-------------|-----|----|

| | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| дверки левая + правая | NL-46-80-00 | NL-46-80-10 | |
| 832x470x610 | 900мм | дверка левая + 4 ящика | NL-47-40-00 |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------|
| дверки левая + правая | NL-47-80-00 | NL-47-80-10 | |
| 1132x470x460 | 1200 | мм | 750мм |

| | | | |
|--------------|--------|-----------------------|--------------------|
| 1132x470x610 | 900 мм | дверка левая +4 ящика | NL-42-40-00 |
|--------------|--------|-----------------------|--------------------|

| | | | |
|---|--------------|------|----|
| 3 | 1432x470x460 | 1500 | мм |
|---|--------------|------|----|

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| дв. левая+3ящика+дв. прав. | NL-43-30-00 | NL-43-30-10 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|

| | | | |
|--------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 1432x470x610 | 900 мм | дв. левая+4ящика+дв. прав. | NL-43-40-00 |
|--------------|--------|----------------------------|--------------------|

| | | | |
|--------------|------|----|--------|
| 1732x470x460 | 1800 | мм | 750 мм |
|--------------|------|----|--------|

| | | | |
|--------------|--------|---------------------------|-----------------|
| 1732x470x610 | 900 мм | дв. левая+4ящика+дв. прав | NL-□ 48□ -40-00 |
|--------------|--------|---------------------------|-----------------|

| |
|------------------|
| Мобильные |
| 1 |

| |
|-------|
| ЛДСП: |
|-------|

| |
|-------------|
| 532x470x520 |
| металл: |
| 532x470x550 |

| | | | |
|--------|--------------|-----------------|-----------------|
| 750 мм | дверка левая | NL-□ 44□ -10-01 | NL-□ 44□ -10-11 |
|--------|--------------|-----------------|-----------------|

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| дверка правая | NL-□ 44□ -20-01 | NL-□ 44□ -20-11 |
| 3 ящика | NL-□ 44□ -30-01 | NL-□ 44□ -30-11 |
| 1 | ЛДСП: | |

| |
|-------------|
| 532x470x670 |
| металл: |
| 532x470x700 |

| | | |
|-------|--------------|-----------------|
| 900мм | дверка левая | NL-□ 45□ -10-01 |
|-------|--------------|-----------------|

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| дверка правая | NL-□ 45□ -20-01 | NL-□ 45□ -20-11 |
| 4 ящика | NL-□ 45□ -40-01 | NL-□ 45□ -40-11 |