



Стол лабораторный для ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ на металлическом каркасе с опорами О-типа. Покрытие металлического каркаса - эпоксиполиэфирное порошковое, цвет светло-серый по цветовой шкале RAL7035. Столешницы из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Предусмотрена возможность монтажа подвесных тумб*.



[Посмотреть фото лабораторных столов для ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ NordLine](#)



[Подробнее о тумбах для столов NordLine](#)

Габаритные размеры:

Ширина стола **600 / 900 / 1200 /1500 или 1800** мм.

Глубина стола **600 или 790** мм.

Высота рабочей поверхности **750 или 900** мм.

Варианты оснащения:

Рабочая поверхность

1) Нержавеющая сталь. Исполнение : с пристенным бортиком или без него.

Дополнительное оснащение*:

Тумбы

До 2-х тумб подвесных (с дверью или ящиками) или мобильных (с дверью или ящиками). Тумбы металлические.

Тумбы подвесные/мобильные являются дополнительным оснащением к лабораторным столам системы NordLine и **заказываются отдельно**.



Стол� для чистьх помещений NordLine сьбьются в каталоге модели: NL-10-11-0H-01

600	мм	600x600x750	NL-10-11-0H-01
-----	----	-------------	----------------

600x 600x900	NL-10-12-0H-01
600x790x750	NL-10-21-0H-01

600x790x900	NL-10-22-0H-01		
900	MM		900x600x750

NL

900x 600x900	NL-09-12-0H-01		
900x790x750	NL-09-21-0H-01		
900x790x900	NL-09-22-0H-01		
1200	MM	1200x600x750	NL-11-11-0H-01

1200x 600x900	NL-11-12-0H-01		
1200x 790x750	NL-11-21-0H-01		
1200x 790x900	NL-11-22-0H-01		
1500	MM	1500x600x750	NL-12-11-0H-01

1500x 600x900	NL-12-12-0H-01		
1500x790x750	NL-12-21-0H-01		
1500x790x900	NL-12-22-0H-01		
1800	MM		1800x600x750

NL

1800x 600x900	NL-13-12-0H-01		
1800x790x750	NL-13-21-0H-01		
1800x790x900	NL-13-22-0H-01		

Габаритные размеры, Код модели

Типоразмер Ширина x Глубина x Высота

Столы лабораторные для ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

с нижней полкой

600	MM	600x600x750	NL-10-11-0H-02
-----	----	-------------	----------------

600x 600x900	NL-10-12-0H-02		
600x790x750	NL-10-21-0H-02		
600x790x900	NL-10-22-0H-02		
900	MM		900x600x750

NL

900x 600x900	NL-09-12-0H-02		
900x790x750	NL-09-21-0H-02		
900x790x900	NL-09-22-0H-02		
1200	MM	1200x600x750	NL-11-11-0H-02

1200x 600x900	NL-11-12-0H-02		
1200x 790x750	NL-11-21-0H-02		
1200x 790x900	NL-11-22-0H-02		

1500	MM	1500x600x750	NL-□ 12-11-□ 0H-02
------	----	--------------	--------------------

1500x 600x900	NL-□ 12-□ 12-0H-02
1500x790x750	NL-□ 12-21-□ 0H-02
1500x790x900	NL-□ 12□ -22-0H-02

1800	MM		1800x600x750
------	----	--	--------------

NL

1800x 600x900	NL-□ 13-□ 12-0H-02
1800x790x750	NL-□ 13-21□ -0H-02
1800x790x900	NL-□ 13□ -22-0H-02