

NordStyle

Стандартное исполнение:

Исполнение

Металлоконструкция, покрытая порошковой эпоксиполиэфирной краской, с опорами, стеклянными

Типоразмеры

Пристенные

900, 1200, 1400, 1500 и 1800 мм.

Островные

1200, 1500 и 1800 мм.

Пристенные с таблом для написания

Стандартное оснащение:

Полки

Две полки стеклянные в рамках, покрытых порошковой краской.

Кран для воды

Кран для воды лабораторный с гибкой водяной подводкой. Устанавливается на некоторые модели

Кран для газа

Кран для газа лабораторный с гибкой газовой подводкой. Устанавливается на некоторые модели

Электророзетки, АЗС

Электророзетки с защитными крышками :

- на пристенных стойках - 2 шт,
- на островных стойках - 4 шт.

АЗС - 1 шт

Устанавливаются на некоторые модели стоек для комплектации лабораторных столов NordStyle

Стойки технологические являются дополнительным оснащением к лабораторным столам системы NordStyle и **заказываются отдельно.**



Стойка островная GLASS (стекло)

1200x460x790 мм

Оснащение: кран Вода, кран ГАЗ,
по 2 электророзетки с каждой

стороны, автомат защиты сети.



Фотография
скоро будет



Фотография
скоро будет



Фотография
скоро будет



Фотография
скоро будет



Стойки технологические пристенные 900

для пристенных столов шириной 900 мм и высотой 750 мм 900x230x1510	для столов со сливной раковиной	+
---	---------------------------------	---

+	-	+	NS 309-220
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины	+	+
---------------------------------	---	---

-	-	+	NS 309-420
---	---	---	-------------------

-	-	-	NS 309-520
---	---	---	-------------------

для пристенных столов шириной 900 мм и высотой 900 мм 900x230x1660	для столов со сливной раковиной	+
---	---------------------------------	---

+	-	+	NS 310-220
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины	+	+
---------------------------------	---	---

-	-	+	NS 310-420
---	---	---	-------------------

-	-	-	NS 310-520
---	---	---	-------------------

Стойки технологические пристенные 1200

для пристенных столов шириной 1200 мм и высотой 750 мм 1200x230x1510	для столов со сливной раковиной	+
---	---------------------------------	---

+	-	+	NS 301 -220
---	---	---	--------------------

для столов без сливной раковины		+	+
---------------------------------	--	---	---

-	-	+	NS 301 -420
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 301 -520
---	---	---	--------------------

для пристенных столов шириной 1200 мм и высотой 900 мм 1200x230x1660	для столов со сливной раковинной		+
---	----------------------------------	--	---

+	-	+	NS 302-220
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины		+	+
---------------------------------	--	---	---

-	-	+	NS 302 -420
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 302 -520
---	---	---	--------------------

Стойки технологические пристенные 1400

для пристенных столов шириной 1400 мм и высотой 750 мм 1400x230x1510	для столов со сливной раковинной		+
---	----------------------------------	--	---

+	-	+	NS 305 -220
---	---	---	--------------------

для столов без сливной раковины		+	+
---------------------------------	--	---	---

-	-	+	NS 305 -420
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 305-520
---	---	---	-------------------

для пристенных столов шириной 1400 мм и высотой 900 мм 1400x230x1660	для столов со сливной раковинной		+
---	----------------------------------	--	---

+	-	+	NS 306-220
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины	+	+
---------------------------------	---	---

-	-	+	NS 306 -420
---	---	---	--------------------

-	-	-	NS 306 -520
---	---	---	--------------------

Стойки технологические пристенные 1500

для пристенных столов шириной 1500 мм и высотой 750 мм 1500x230x1510	для столов со сливной раковины	+
---	--------------------------------	---

+	-	+	NS 307-220
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины	+	+
---------------------------------	---	---

-	-	+	NS 307-420
---	---	---	-------------------

-	-	-	NS 307-520
---	---	---	-------------------

для пристенных столов шириной 1500 мм и высотой 900 мм 1500x230x1660	для столов со сливной раковины	+
---	--------------------------------	---

+	-	+	NS 308-220
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины	+	+
---------------------------------	---	---

-	-	+	NS 308-420
---	---	---	-------------------

-	-	-	NS 308-520
---	---	---	-------------------

Стойки технологические пристенные 1800

для пристенных столов шириной 1800 мм и высотой 750 мм 1800x230x1510	для столов со сливной раковины	+
---	--------------------------------	---

+	-	+	NS 303 -220
---	---	---	--------------------

для столов без сливной раковины		+		+
---------------------------------	--	---	--	---

-	-	+		NS 303 -420
---	---	---	--	--------------------

-	-	-		NS 303 -520
---	---	---	--	--------------------

для пристенных столов шириной 1800 мм и высотой 900 мм 1800x230x1660	для столов со сливной раковинной			+
---	----------------------------------	--	--	---

+	-	+		NS 304-220
---	---	---	--	-------------------

для столов без сливной раковины		+		+
---------------------------------	--	---	--	---

-	-	+		NS 304 -420
---	---	---	--	--------------------

-	-	-		NS 304 -520
---	---	---	--	--------------------

Стойки технологические островные 1200

для островных столов шириной 1200 мм 1200x460x790	для столов со сливной раковинной			+
--	----------------------------------	--	--	---

+	-	+		NS 311-220
---	---	---	--	-------------------

для столов без сливной раковины		+		+
---------------------------------	--	---	--	---

-	-	+		NS 311 -420
---	---	---	--	--------------------

-	-	-		NS 311 -520
---	---	---	--	--------------------

Стойки технологические островные 1500

для островных столов шириной 1500 мм 1500x460x790	для столов со сливной раковинной			+
--	----------------------------------	--	--	---

+	-	+		NS 313-220
---	---	---	--	-------------------

для столов без сливной раковины		+	+
---------------------------------	--	---	---

-	-	+	NS 313-420
---	---	---	-------------------

-	-	-	NS 313-520
---	---	---	-------------------

Стойки технологические островные 1800

для островных столов шириной 1800 мм 1800x460x790	для столов со сливной раковинной		+
--	----------------------------------	--	---

+	-	+	NS 312-220
---	---	---	-------------------

для столов без сливной раковины		+	+
---------------------------------	--	---	---

-	-	+	NS 312-420
---	---	---	-------------------

-	-	-	NS 312-520
---	---	---	-------------------