

NordStyle

Стандартное исполнение:

Исполнение

Одно- и двухтумбовые металлические столы-мойки на опорах С-типа с возможностью установки

Высота рабочей поверхности 900 мм.

Типоразмеры 600, 1200, 1050 и 1350 мм.

Стандартное оснащение:

Рабочая поверхность Рабочие поверхности - столешницы из одного из следующих материалов:

П	-	плита с рабочим слоем LabGrade с обрамляющей эпоксидной смолой
К	-	керамика (керамогранитная плитка с килотоупорной основой)
Т	-	монолитный пластик Trespa.
С	-	монолитный пластик Слопласт.
Д	-	композит на основе эпоксидных смол DURCON.

В коде модели используется символ - это буквенное обозначение рабочей поверхности. Выберите рабочую поверхность и подставьте её символ вместо X в код модели.

Раковина

Одночашевая врезная мойка (1 или 2 шт) с гофрошлангом и сифоном:

- из нержавеющей стали (НС)
- из полипропилена (ПП)
- из композита DURCON (Д).

Смеситель (1 или 2 шт) с 2-мя гибкими подводками.

Тумба

Тумба цельнометаллическая (1 или 2 шт):

- дверь левая
- дверь правая.

Дополнительное оснащение :

Сушильная панель Панель с кронштейнами для сушки лабораторной посуды.

18 кронштейнов из УПС (ударопрочный полистирол).

- Настольная панель - монтируется на кронштейне к столам-мойкам.
- Настенная панель - монтируется на стену с помощью навесок.

Сушильные панели являются дополнительным оснащением к столам-мойкам системы [NordStyle](#) и **заказываются отдельно**.

600 x 600 x 900

мм

буквенное обозначение материала рабочей поверхности.



NS-501-11

Стол-мойка 600.
Раковина - нс.
Смеситель - слева.
тумба с левой дверью.

x



NS-501-12

Стол-мойка 600.
Раковина- ПП.
Смеситель - центр.
тумба с левой дверью.

x



NS-501-21

x

Стол-мойка 600.
Раковина - нС.
Смеситель - справа.
тумба с правой дверью.



NS-501-22

x

Стол-мойка 600.
Раковина - ПП.
Смеситель - центр.
тумба с правой дверью.

600 x 750 x 900

мм

буквенное обозначение материала рабочей поверхности.



NS-502-11

Стол-мойка 600.
Раковина - нс.
Смеситель - слева.
тумба с левой дверью.

x



NS-502-12

Стол-мойка 600.
Раковина- ПП.
Смеситель - центр.
тумба с левой дверью.

x



NS-502-21

x

Стол-мойка 600.
Раковина - НС.
Смеситель - справа.
тумба с правой дверью.



NS-502-22

x

Стол-мойка 600.
Раковина - ПП.
Смеситель - центр.
тумба с правой дверью.

1200 x 600 x 900

ММ

буквенное обозначение материала рабочей поверхности.



NS-511-11

x

Стол-мойка 1200. Раковина - нс.
Смеситель - слева.
2 тумбы.



x

NS-511-21

Стол-мойка 1200. Раковина - нс.
Смеситель - справа.
2 тумбы.



x

NS-511-31

Стол-мойка 1200. 2 Раковины - НС.
Смесители - справа и слева.
2 тумбы.



NS-511-12

x

Стол-мойка 1200. Раковина - ПП.
Смеситель - по центру раковины.
2 тумбы.



NS-511-22

x

Стол-мойка 1200. Раковина - ПП.
Смеситель - по центру раковины.
2 тумбы.



NS-511-32

x

Стол-мойка 1200. 2 Раковины - ПП.

Смесители - по центру раковин.

2 тумбы.

1200 x 750 x 900

мм

буквенное обозначение материала рабочей поверхности.



NS-512-11

x

Стол-мойка 1200. Раковина - нс.

Смеситель - слева.

2 тумбы.



NS-512-21

x

Стол-мойка 1200. Раковина - нС.
Смеситель - справа.
2 тумбы.



NS-512-31

x

Стол-мойка 1200. 2 Раковины - нС.
Смесители - справа и слева.
2 тумбы.



NS-511-22

x

Стол-мойка 1200. Раковина - ПП.

Смеситель - слева.

2 тумбы.



NS-512-22

x

Стол-мойка 1200. Раковина - ПП.

Смеситель - справа.

2 тумбы.



NS-512-32

x

Стол-мойка 1200. 2 Раковины - ПП.

Смесители - справа и слева.

2 тумбы.

Габаритные размеры

Длина	x	Глубина	x	Высота
(Высота со стойкой),				
мм	Код модели для заказа			

X -	буквенное обозначение
материала рабочей поверхности	

В коде модели	Раковина	Тип	Кол-во	Расположение
Столы-Мойки ПРИСТЕННЫЕ				
600x600x900	NS 501-11	X	НС	1
NS 501-12	X	ПП	1	л
NS 501-21	X	НС	1	п
NS 501-22	X	ПП	1	п
NS 501-13Д	Д	1	левая	
NS 501-23Д	Д	1	правая	
600x750x900	NS 502-11	X	НС	1
NS 502-12	X	ПП	1	л
NS 502-21	X	НС	1	п
NS 502-22	X	ПП	1	п
NS 502-13Д	Д	1	левая	
NS 502-23Д	Д	1	правая	
1200x600x900	NS 511-11	X	НС	1
NS 511-12	X	ПП	1	с
NS 511-21	X	НС	1	

NS 511-22	X	ПП	1	
NS 511-31	X	НС	2	
NS 511-32	X	ПП	2	
NS 511-13Д	Д	1	слева	
NS 511-23Д	Д	1	справа	
1200x750x900	NS 511-33Д	Д	2	
NS 512-11	X	НС	1	
NS 512-12	X	ПП	1	
NS 512-21	X	НС	1	
NS 512-22	X	ПП	1	
NS 512-31	X	НС	2	
NS 512-32	X	ПП	2	
NS 512-13Д	Д	1	слева	
NS 512-23Д	Д	1	справа	
NS 512-33Д	Д	2	нет	
Столы-Мойки ТОРЦЕВЫЕ				
1350x750x900	NS 521-11	X	НС	

NS 521-12	X	ПП	1
-----------	---	----	---

NS 521-21	X	НС	1
-----------	---	----	---

NS 521-22	X	ПП	1
-----------	---	----	---

NS 521-13Д	Д	1	левая
------------	---	---	-------

NS 521-23Д	Д	1	правая
------------	---	---	--------

Столы-мойки УГЛОВЫЕ

1050x1050x900	NS 531-11	X	НС
---------------	-----------	---	----

NS 531-12	X	ПП	1
-----------	---	----	---

NS 531-21	X	НС	1
-----------	---	----	---

NS 531-22	X	ПП	1
-----------	---	----	---

NS 531-13Д	Д	1	левая
------------	---	---	-------

NS 531-23Д	Д	1	правая
------------	---	---	--------

1200x1200x900	NS 532-11	X	НС
---------------	-----------	---	----

NS 532-12	X	ПП	1
-----------	---	----	---

NS 532-21	X	НС	1
-----------	---	----	---

NS 532-22	X	ПП	1
-----------	---	----	---

NS 532-13Д	Д	1	левая
------------	---	---	-------

NS 532-23Д	Д	1	правая
------------	---	---	--------