

NordStyle

Стандартное исполнение:

Исполнение

Металлические тумбы с распашной дверью или выдвигаемыми ящиками.

Подвесные тумбы - для монтажа под столешницу лабораторных столов.

Мобильные тумбы - на колесных опорах.

Типоразмеры

Для столов лабораторных высотой 750 и 900 мм.

Стандартное оснащение:

Тумба

Тумба цельнометаллическая:

1) дверь (левая или правая) с ручкой + замок + внутренняя полка

2) выдвигаемые ящики с ручками на роликовых направляющих - 3 или 4 шт.

3) верхняя крышка и колесные опоры (для мобильных тумб)

Тумбы подвесные и мобильные являются дополнительным оснащением к лабораторным столам системы [NordStyle](#) и **заказываются отдельно.**

Тумбы
для лабораторных столов
750

подвесные
высотой
мм



NS-401-001

Тумба подвесная с 3-мя ящиками.



NS-401-002

Тумба подвесная с 3-мя ящиками и замком.



NS-401-010

Тумба подвесная с левой дверью и замком.



NS-401-020

Тумба подвесная с правой дверью и замком.

*Тумбы
для лабораторных столов
900*

**подвесные
высотой
мм**



NS-402-001

Тумба подвесная с 4-мя ящиками.




ns-402-002

Тумба подвесная с 4-мя ящиками и замком.



NS-402-010

Тумба подвесная с левой дверью и замком.



NS-402-020

Тумба подвесная с правой дверью и замком.

*Тумбы
для лабораторных столов
750*

МОБИЛЬНЫЕ
*ВЫСОТОЙ
ММ*



NS-401-101

Тумба мобильная с 3-мя ящиками.



NS-401-102

Тумба мобильная с 3-мя ящиками и



NS-401-110

Тумба мобильная с левой дверью



NS-401-120

Тумба мобильная с правой дверью и замком.

*Тумбы
для лабораторных столов
900*

**МОБИЛЬНЫЕ
ВЫСОТОЙ
ММ**



NS-402-101

Тумба мобильная с 4-мя ящиками.



NS-402-102

Тумба мобильная с 4-мя ящиками



NS-402-110

Тумба мобильная с левой дверью



NS-402-120

Тумба мобильная с правой дверью и замком.

Тумбы подвесные и мобильные

Габаритные

размеры

мм

□ для заказа

Для столов

Комплектация

Код модели

ВЫСОТОЙ

Тумбы подвесные

594x500x460

750

мм

3 ящика

3 ящика, замок

NS 40□ 1-002

дверка левая, замок

NS 40□ 1-010

дверка правая, замок

NS 401-020

594x500x610

900

мм

4 ящика

NS □ 402-001

4 ящика, замок

NS □ 402-002

дверка левая, замок

NS □ 402-010

дверка правая, замок

NS □ 402-020

594x500x460

750

мм и

глубиной 600

со сливной раковиной

дверка левая, замок

NS □ 411-010

594x500x610	900	мм и
глубиной 600		
со сливной раковиной	дверка левая, замок	NS 412-010

Тумбы мобильные

594x500x580	750	мм	3 ящика
-------------	-----	----	---------

3 ящика, замок	NS 401-102		
дверка левая, замок	NS 401-110		
дверка правая, замок	NS 401-120		
594x500x730	900	мм	4 ящика

4 ящика, замок	NS 402-102
дверка левая, замок	NS 402-110
дверка правая, замок	NS 402-120